

# FeliD-3 Ag



## Pagrindinė informacija

**Tikslas :** Kačių panleukopenijos viruso, korona viruso ir giardia antigenų nustatymas

**Principas :** Imunochromatografinis tyrimas

**Mėginys :** Kačių išmatos


### Suteiktos medžiagos:

- Anigen Rapid FeliD-3 testavimo prietaisas
- FPV/FCoV Ag (P-C) tyrimo skiediklių mėgintuvėlis
- Giardia Ag(G) skiedimo mėgintuvėlis
- Vienkartinis tamponas
- Vienkartinis lašintuvas

### Ypatumai :

- Gali aptikti patogeną katėms
- Vieno etapo testavimo procedūra: greita ir tiksli
- Didelis jautrumas ir specifiškumas
  - Jautrumas: FPV Ag 97 %, palyginti su RT-PGR, FCoV Ag 95,5 %, palyginti su PGR
  - Specifiškumas: FPV Ag 98,5 %, palyginti su RT-PGR, FCoV Ag 98,8 %, palyginti su PGR
- Giardijos aptikimo riba: 125 cistos/100 ml išmatų

## Testavimo procedūra



## Užsakymo Informacija

| Cat. No. | Description | Type        | Pack size   |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| RC1208DD | FeliD-3     | Dual Device | 5 Tests/Kit |