

Toxoplasma Ab

Bendra Informacija

Tikslas: Toxoplasma gondii antikūno aptikimas

Principas: Imunochromatografinis tyrimas

Mėginys: kraujas, plazma arba serumas

Pateikiamos medžiagos:


- Anigen Rapid Toxo testavimo įrenginys
- Tyrimo skiediklio lašintuvo buteliukas
- Antikoagulianto vamzdelis
- Vienkartinis kapiliarinis vamzdelis

Ypatybės:


- Vieno žingsnio testavimo procedūra: Greita ir tiksli
- Didelis jautrumas ir specifiškumas
 - Jautrumas: 99.9% prieš ELISA
 - Specifiškumas: 98.7% prieš ELISA



Testo procedūra



Interpretacija



Užsakymo informacija

Cat. No.	Description	Type	Pack size
RB22-06	Toxoplasma Ab	Device	10 Tests/Kit